

ULTRASONIDO PORTÁTIL

HOME CARE ULTRASOUND HT-906

Datos técnicos:

- Fuente de energía: adaptador DC de 110V AC/ salida 24 VDC.
- Frecuencia: 1MHz ($\pm 5\%$)
- Intensidad: 3 niveles (*L* bajo // *M* intermedio // *H* alto)
- Potencia máxima de salida: 2.5W $\pm 20\%$
- Intensidad promedio: 0.5W/cm² $\pm 20\%$ (Max.)
- Temporizador: 5, 10 o 15 minutos
- Modo: 60 Hz continuo, Pulsado: encendido de 0.5 segundos y apagado de 0.5 segundos
- Porcentaje de pulso: *L* 12.5%, *M* 33%, *H* 50%
- Cabezal de 3 cm de acero inoxidable

Accesorios:

- Fuente de alimentación
- Gel 60 ml
- Maletín de traslado



Precauciones:

- Utilice siempre los accesorios especificados en el manual. El uso de otras partes no aprobadas por la empresa FISIOLAB, de lo contrario la empresa no se responsabiliza por el daño que esos accesorios puedan causar.
- Utilice el temporizador por un máximo de 30 minutos apagado y 30 minutos encendidos.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- Limpiar por completo la sonda entre usos.
- Sólo uso externo.



VER EN TIENDA



CONTÁCTANOS

FICHA FINAL 2024

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

México
fisiolab.mx
Tel. +52 5534 4046

Chile
fisiolab.cl
Tel. +56 9 3917 0007

España
fisiolabespana.com
Tel. +34 91 361 6381