


SD STIM PRO

EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE TERAPIA DE ELECTROESTIMULACIÓN LONGEST LGT-231

Especificaciones técnicas:

- Formas de onda: pulsada y bifásica simétrica rectangular
- Formas de onda de salida: bifásica simétrica asíncrona
- Modo: TENS, NMES, MCR
- Frecuencia
 - MCR: 1 - 100 Hz
 - TENS y NMES: 1 - 120 Hz
- Duración de pulso
 - MCR: 400 μ s
 - TENS y NMES: 50 a 400 μ s
- Amplitud
 - MCR: 1000 μ A
 - TENS y NMES: 100 mA
- Tiempo de tratamiento: 1 a 60 minutos
- Duración de batería: 3 horas aprox.
- 2 canales de electroestimulación con ajustes independientes
- Peso: 120 g
- Medidas: 62 mm (W) x 122 mm (L) x 27 mm (H)
- 21 protocolos establecidos
- Conexión por bluetooth
- Biofeedback



Características principales:

- Fácil de transportar por su diseño pequeño
- 2 canales de electroestimulación con ajustes independientes
- Conexión inalámbrica por bluetooth
- 21 protocolos pre establecidos
- Incluye guía con imágenes anatómicas
- Medidas: 62 mm (W) × 122 mm (L) × 27 mm (H)
- Peso: 120 g

Precauciones:

- Antes de su uso, compruebe siempre que el dispositivo y los electrodos no estén dañados.
- Si el electrodo pierde adherencia, reemplácelo para obtener mejores resultados.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco. No utilice disolventes de limpieza ni otras sustancias químicas para evitar daños.
- Para evitar daños al equipo, asegúrese de finalizar el tratamiento apagando las unidades o ajustando la intensidad a 0 mA antes de retirar las unidades o los electrodos.

Accesorios:

- Cargador
- 2 cables para paciente
- 4 electrodos adheribles de 5 cm x 5 cm

Accesorios adicionales:

- Electrodo autoadheribles de 5 X 8.5 cm (Mariposa)



Precauciones:

- Maneje la unidad con cuidado. No deje caer, golpee ni agite la unidad ya que puede dañar las placas de circuitos internos.
- Para evitar invalidar la garantía, no modifique, desmonte ni destruya el producto y utilícelo únicamente para el fin previsto.
- No utilizar insumos distintos a los suministrados por FISIOLAB.



VER EN TIENDA



CONTÁCTANOS

FICHA FINAL 2024

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

México
fisiolab.mx
Tel. +52 5534 4046

Chile
fisiolab.cl
Tel. +56 9 3917 0007

España
fisiolabespana.com
Tel. +34 91 361 6381