

COLCHÓN PARA TERAPIA

Datos técnicos:

- Fabricado en espuma de alta densidad (24 Kg/m³)
- Cubierto con viniflex o vinilona antibacterial
- Colores: Varios
- Medidas disponibles:
 - o 200 x 200 x 10 cm (Largo x Ancho x Grosor)
 - o 200 x 100 x 10 cm (Largo x Ancho x Grosor)
 - o 122 x 180 x 5 cm (Largo x Ancho x Grosor)
 - o 200 x 200 x 5 cm (Largo x Ancho x Grosor)

Nota: las medidas pueden variar hasta ± 3 cm.



CONTÁCTANOS

Precauciones:

- Limpiar con paños suaves y húmedos.
- Utilice jabones blandos o productos de limpieza especiales para limpieza de vinil.
- Evite utilizar solventes para efectuar la limpieza.
- Evite acercar objetos punzantes o cortantes que puedan dañar el vinil.
- El insumo está diseñado para uso en interiores.
- No exponga el insumo a luz solar directa, al calor irradiado por un radiador de calor, a cantidades excesivas de polvo ni a la humedad.
- Antes de comenzar el uso, revise el insumo para descartar algún daño o desperfecto, en caso de haberlo reporte al personal de FISIOLAB.
- Modificar o reparar el insumo por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía de este.



Precauciones:

- Limpiar con paños suaves y húmedos.
- Utilice jabones blandos o productos de limpieza especiales para limpieza de vinil.
- Evite utilizar solventes para efectuar la limpieza.
- Evite acercarse a objetos punzantes o cortantes que puedan dañar el vinil.
- El insumo está diseñado para uso en interiores.
- No exponga el insumo a luz solar directa, al calor irradiado por un radiador de calor, a cantidades excesivas de polvo ni a la humedad.
- Antes de comenzar el uso, revise el insumo para descartar algún daño o desperfecto, en caso de haberlo reporte al personal de FISIOLAB.
- Modificar o reparar el insumo por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía de este.



CONTÁCTANOS