


## TOi ROBOT<sup>®</sup> SYSTEM

EQUIPO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

### Datos técnicos:


- TOi Robot:
  - o 34 cm de largo con brazos plegados
  - o 154 cm de largo con brazos desplegados
  - o 10 cm de ancho
  - o 69 cm de alto
  - o 50 cm de largo en las pantallas LED de los brazos
  - o 5.25 Kg de peso
- Base de estabilidad:
  - o 41 cm de largo
  - o 23 cm de ancho
  - o 43 cm de alto
  - o 2.10 Kg de peso
- Balancín Sensy Magic:
  - o 62 cm de largo
  - o 28 cm de ancho
  - o 13 cm de alto
  - o 2.15 Kg de peso
- Cubo Sensy Magic:
  - o 18 cm de largo, ancho y alto
  - o 600 g de peso
- Difusor de aroma (Aroma Smell):
  - o 12 de largo
  - o 4 cm de ancho
  - o 8 cm de alto
  - o 200 g de peso



# FISIOLAB


## Accesorios estándar:

- TOi Robot ®
- Balancín Sensy Magic
- Cubo Sensy Magic con set de 18 tarjetas intercambiables
- Difusor de aromas portátil (Aroma Smell) con set de 6 esencias (los olores de las esencias varían dependiendo de la disponibilidad)
- Base de estabilidad
- Maleta de transporte con ruedas
- Manual de usuario
- Fuente de alimentación: 100 a 240 VAC - 50 a 60 Hz salida de 5 VDC
- Funciona mediante conexión WIFI exclusiva de TOi Robot® que se vincula con la App TOi Robot® exclusiva de Android



## TOi ROBOT<sup>®</sup> SYSTEM PROFESIONAL

- Incluye un TOi Robot System
- Set de 2 baterías TOi Robot<sup>®</sup> (Con duración de hasta 7 horas de uso continuo)
- Tableta de control con la App TOi Robot<sup>®</sup> con tecnología Sensory Metrix



### Precauciones:

- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía de este.
- Evitar el uso de accesorios o insumos ajenos a los suministrados por la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto directo con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Para la instalación de la aplicación, en caso del
- Evite utilizar el Aroma Smell con personas sensibles o alérgicas a los aromas que vienen incluidos.
- Diseñado para ser utilizado bajo la vigilancia de un profesional de la salud.

