

SHOCKWAVE PRO

DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE, GABINETE FIJO: SW300 BÁSICO

Datos técnicos:

- 11 protocolos preestablecidos y 17 modificables.
- Frecuencia: 1 – 22 Hz
- Energía de salida: 60 – 185 Mj
- Batería de litio.
- Pantalla:
 - o Tamaño: 5"
- Dimensiones
 - o Equipo principal:
 - 300 x 170 x 120 mm
 - o Aplicador con cable:
 - 267 x 156 x 56 mm

Las medidas pueden variar $\pm$ 1 mm.

Accesorios estándar:

- Pieza de mano alámbrica (1 pza)
- Módulo de batería (1 pza)
- Aplicador SR15 (1 pza)
- Aplicador CR20 (1 pza)
- Aplicador CR15 (1 pza)
- Soporte pieza de mano (1 pza)
- Herramienta de extracción del aplicador (1 pza)
- Cable de alimentación (1 pza)
- Anillo (Ø9.5 - Ø13.5 mm) (10 pzas)
- Anillo (Ø15 - Ø19 mm) (10 pzas)
- Anillo (Ø20 - Ø24 mm) (10 pzas)
- Manual de usuario USB (1 pza)

- Peso: 2.1 Kg (unidad principal) y 1.1 Kg (pieza de mano)
- Batería: 2200 mAh 22.2 V
- Duración: hasta 20000 disparos (con 100% de carga)



Accesorios opcionales:

- Aplicador CD15
- Aplicador CD20
- Aplicador CD35
- Aplicador SR20
- Aplicador SR35
- Aplicador CR35
- Anillo (Ø35 – Ø39 mm)



Precauciones:

- Evite utilizar el equipo a menos de 2m2 de equipos que generen radiación electromagnética o equipos de resonancia magnética.
- No utilice objetos punzantes para operar los botones del panel de control.
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios (cables, conectores, electrodos, cabezas de ultrasonido, pantalla táctil) para cualquier daño mecánico, funcional u otro.
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- Evitar el uso de accesorios o insumos ajenos a los suministrados por la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Evite utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.
- Evitar cubrir los orificios de ventilación del equipo.
- Condiciones de trabajo: temperatura de 5°C a 30°C, humedad de 20% a 80%.
- Condiciones de almacenamiento: temperatura de -10°C a +50°C, humedad de 10% a 93%.



VER EN TIENDA



CONTÁCTANOS

FICHA FINAL

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD