

Características Principales

Home Care's Device puede ser utilizado tanto para la belleza y el cuidado médi-co utilizando una sola sonda; este diseño especial de sonda permite que las on-das sónicas pasen fácilmente a través de la cabeza de acero inoxidable, siendo fácil de ajustar y con precisión. Por lo tanto, pueden penetrar en el tejido, ya sea profundo, superficial o medio.

Parámetros Técnicos

- Frecuencia: 1 M Hz ($\pm 5\%$)
- Salida de poder: 2.5W $\pm 20\%$ (Max.)
- Intensidad: 0.5W/cm² $\pm 20\%$ (max.)
- Pulso ratio: "L" 12.5%, "M" 33%, "H" 50%
- Entrada de poder: 110V or 230V AC/24 V DC adaptor
- Modo: 3 Niveles ("L" low-bajo // "M" medium-medio // "H" high-alto)
- Pulso: 60Hz continuos or on time 0.5 seconds & off time 0.5 seconds
- Tiempos: 5, 10 or 15 minutes, three timer setting, default levels 5 minutes



Ventajas

- Tres niveles de tiempo
- Tres programas de pulso
- Tres niveles de intensidad
- Cabeza de acero inoxidable
- Elección de modo continuo o pulsado